



Istruzioni per l'uso

Grazie per aver scelto Elvie. Siamo super felici di averti come cliente.

La nostra missione consiste nel realizzare prodotti in grado di migliorare la vita delle donne, per cui ci auguriamo di aver migliorato anche la tua vita con Elvie Catch.

Cura e manutenzione di Elvie Catch

Smonta Elvie Catch prima di pulirlo o sterilizzarlo.

Sterilizzazione (prima del primo utilizzo, dopodiché una volta al giorno):

Sterilizza i componenti in acqua bollente per cinque minuti.

○ Adatto ai metodi di sterilizzazione a microonde, con vapore o con acqua fredda.

Pulizia (dopo ogni uso):

Lava le parti con acqua pulita saponata. Risciacqua con cura.

○ Collocalo sul cestello in alto della lavastoviglie.

Elvie Catch deve essere conservato pulito, asciutto e interamente assemblato.



Come usare Elvie Catch

1. Spingi la Coppetta nella scanalatura sul Diaframma. Assicurati che sia ben inserita in posizione da ogni lato
2. Inserisci la Coppetta di raccolta nel reggiseno e assicurati che sia ben fissa in posizione. Per il miglior comfort e una tenuta ottimale, ti consigliamo di indossare Elvie Catch con un reggiseno da allattamento
3. Allinea il capezzolo in posizione centrale del Foro per capezzolo
4. Assicurati di controllare regolarmente il livello del latte per far sì che il contenitore non trabocchi. Accertati che il livello del latte non superi la base del Foro per capezzolo
5. Ti consigliamo di rimuovere Elvie Catch ogni 2-3 ore per consentire al capezzolo di asciugare completamente all'aria. Durante la rimozione, potrebbe essere d'aiuto piegarti leggermente in avanti
6. Elvie Catch non è progettato per conservare il latte. Svotare il latte dalla parte superiore del Foro per il capezzolo, come illustrato nell'immagine



Nota: Il latte raccolto in periodi di tempo prolungati e conservato a temperatura ambiente per un periodo eccessivo non deve essere usato per allattare il proprio bebè.

Sicurezza e Garanzia

Uso previsto:

"Elvie Catch" è destinato all'uso da parte di donne in allattamento per la raccolta di latte durante una sessione di allattamento e tra una sessione di allattamento e l'altra in caso di perdite involontarie di latte dal seno.

Materiali:

Diaphragma: Silicone, Coppetta: Polipropilene

Sicurezza e avvertenze

- Controllare il dispositivo prima del primo utilizzo e dopo ogni uso per accertarsi dell'assenza di danni
- Non conservare i componenti bagnati o su cui è presente vapore. In caso contrario, potrebbe formarsi della muffa
- Non far cadere né inserire oggetti estranei nelle aperture del dispositivo
- Se la confezione è visibilmente danneggiata o manomessa prima dell'uso, non usare il tiralatte e contattare l'assistenza clienti
- Tieni Elvie Catch al riparo dal calore eccessivo e dalle fiamme libere
- Non indossare Elvie Catch per più di 3 ore
- Usare Elvie Catch solo per l'uso previsto conformemente a quanto indicato nel presente manuale

Garanzia

Elvie Catch è coperto da una garanzia volontaria limitata del produttore contro eventuali difetti di materiale e/o di lavorazione, se utilizzato in conformità alle istruzioni del prodotto: per 90 giorni dalla data di acquisto originale ("Periodo di garanzia"). Questa garanzia è fornita gratuitamente ed è separata da qualsiasi diritto previsto dalle leggi o dai regolamenti del Paese di acquisto. Essa non esclude, limita o pregiudica i diritti dei consumatori o i diritti legali derivanti dalle leggi nazionali sulla vendita di prodotti di consumo. La presente garanzia è disciplinata e costruita in base alle leggi in cui è avvenuto l'acquisto del prodotto. Questa garanzia non copre il deterioramento estetico, i danni causati da usura generale, distruzione fisica o naturale, incidenti, uso improprio, modifiche, negligenza o altre cause esterne. Questo è un prodotto monouso. L'uso da parte di più di una persona può presentare un rischio per la salute e annulla la garanzia. La garanzia non copre gli acquisti da rivenditori non autorizzati. Qualsiasi richiesta di garanzia deve essere supportata da prove ragionevoli, inclusa la prova della data di acquisto, oltre alle presenti condizioni di garanzia. Se si riscontra un problema o si individuano difetti con Elvie Catch entro il periodo di garanzia, si prega di informare Chiaro Technology Limited ("Chiaro") all'indirizzo e-mail questions@elvie.com. Chiaro si riserva il diritto di indagare la causa del difetto e può esercitare la propria discrezione nel determinare se sostituire o meno il prodotto o qualsiasi parte rilevante gratuitamente. Nel caso in cui Chiaro decida di offrire una sostituzione, qualsiasi sostituzione non prolungherà la durata della presente garanzia.

L'unica responsabilità di Chiaro per qualsiasi violazione di questa garanzia limitata si applica esclusivamente alla sostituzione di qualsiasi prodotto non conforme alla garanzia precedente. Si prega di conservare la prova d'acquisto nel caso in cui sia necessario contattare il servizio clienti Elvie per i servizi di garanzia.

Labels



Adatto al contatto con alimenti



Icona del riciclaggio



Consultare le istruzioni per l'uso



Produttore



Data di produzione



Numero di lotto
